

## 超微量 Na<sup>+</sup>K<sup>+</sup>、Ca<sup>2+</sup>Mg<sup>2+</sup>、总 ATP 酶测试盒 (测组织、普通细胞)

200 管/50 样

### 一、测定原理:

ATP 酶可分解 ATP 生成 ADP 及无机磷, 测定无机磷的量可判断 ATP 酶活力的高低。

### 二、试剂组成与配制:

	组份	100 管/25 样	200 管/50 样	保存
试剂一	液体	30ml×1 瓶	30ml×2 瓶	4℃保存 6 个月
试剂二	液体	4ml×2 瓶	4ml×4 瓶	4℃保存 6 个月
试剂三	粉剂	粉剂×8 支	粉剂×16 支	-20 保存 6 个月
试剂三的配制: 用时每支试剂三粉剂加双蒸水 1ml, 充分溶解。(用不完-20℃以下可保存一周。)				
试剂四	液体	5ml×2 瓶	5ml×4 瓶	4℃保存 6 个月
试剂五	甲液	7ml×8 瓶	7ml×16 瓶	4℃保存 6 个月
	乙液	6ml×8 瓶	6ml×16 瓶	4℃保存 6 个月
[注]: 试剂五乙液在冬天或 4℃长时间保存时可能会出现凝胶状物质, 37℃溶解不了, 可将其 60℃左右水浴 10 分钟即可完全溶解; 甲液、乙液应防止磷污染。				
试剂六	液体	50ml×2 瓶	50ml×4 瓶	室温保存 6 个月
试剂七	10mmol/L 标准磷贮备液	5ml×1 瓶	5ml×1 瓶	4℃保存 6 个月
试剂八	液体	4ml×1 瓶	4ml×2 瓶	4℃保存 6 个月
试剂九	粉剂	粉剂×4 支	粉剂×8 支	4℃保存 6 个月
	稀释液	0.5ml×4 支	0.5ml×8 支	4℃保存 6 个月
试剂九的配制: 用时取一支试剂九稀释液加入一支试剂九粉剂中, 充分溶解, 用不完 4℃保存。				
试剂十	贮备液	0.1ml×3 支	0.1ml×4=3 支	4℃保存 6 个月
	稀释液	0.9ml×1 瓶	40ml×1 瓶	4℃保存室温 6 个月
试剂十的配制: 用时取试剂十稀释液加入一支试剂十的贮备液中, 用不完的 4℃保存				
	双蒸水	40ml×1 瓶	40ml×1 瓶	4℃保存室温

#### 0.1 μmol/ml 标准磷应用液的配制:

用时将 10mmol/L 磷贮备液 100 倍稀释, 即取 0.1ml 加双蒸水至 10ml。

#### 0.02 μmol/ml 磷标准液的配制:

用时将 0.1 μmol/ml 磷标准液用双蒸水 5 倍稀释, 即取 0.1 μmol/ml 磷标准液 1ml 加双蒸水 4ml。

### 基质液的配制:

按试剂一：试剂二：试剂三=260：80：80 比例混合。需多少配多少，现用现配。

### 显色剂的配制:

用时取一瓶试剂五甲液加入一瓶已预温好试剂五乙液中，充分混匀，需提前 0.5 小时配制，2~8℃条件下至少可保存 5 天，配好的显色剂的量够做 13 个管子（如果你的样本量很少，所需的显色剂的量较少，那么你可以按试剂五中的甲液：乙液=7：6 的比例自行配制显色剂，需多少配多少（按比例配制显色剂时要防止磷污染，最好用专用吸嘴）。

### 三、样本前处理:

样本处理详见说明书或本公司官网-技术文章部分关于样本处理的说明。

### 四、操作步骤:

#### 1、酶促反应:

	对照管	Na+k+ ATPase 测定管	Ca2+Mg2+ATPase 测定管	T-ATPase 测定管
双蒸水 (ml)	0.16	0.12		0.16
样本 (ml)		0.1	0.1	0.1
试剂八 (ml)			0.08	
试剂九 (ml)			0.08	
试剂十 (ml)		0.04		
试剂一 (ml)	0.26	0.26	0.26	0.26
试剂二 (ml)	0.08	0.08	0.08	0.08
试剂三 (ml)	0.08	0.08	0.08	0.08
混匀, 37℃准确反应 10 分钟				
试剂四 (ml)	0.1	0.1	0.1	0.1
样本 (ml)	0.1			
混匀, 3500 转/分, 离心 10 分钟, 取上清定磷				

#### 1、定磷: (0.02umol/ml 磷标准液显色剂的配制见第一页)

	空白管	标准管	对照管	Na+k+ ATPase 测定管	Ca2+Mg2+ATPas e 测定管	T-ATPase 测定管

