

TBS 缓冲液 (0.02mol/L, pH8.2) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS，属于常规 pH 缓冲液，常用于清洗免疫染色的组织或 Western Blot 中的蛋白印迹膜等，是常用分子生物学试剂。

TBS 缓冲液 (0.02mol/L, pH8.2) 主要由 Tris、氯化钠、BSA、防腐剂等组成，可用于免疫金染色中清洗组织，亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
TBS 缓冲液 (0.02mol/L, pH8.2)	500ml	1 份	12 个月	RT

操作步骤(仅供参考)：

- 1、石蜡切片脱蜡至水。
- 2、0.1%胰蛋白酶消化 10min 或 3M 尿素消化 30min。
- 3、蒸馏水冲洗 2 次，每次 5~10min。
- 4、TBS 缓冲液 (0.02mol/L, pH8.2) 振荡洗涤 2 次，每次 10min。
- 5、进行封闭及下游其他实验。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Sorensen 磷酸缓冲液 (10×, pH6.2)
Sorensen 磷酸缓冲液 (1×, pH6.2)
TBS 缓冲液 (0.02mol/L, pH8.2)
TBS 缓冲液 (0.05mol/L, pH7.4)
Tris-EDTA 抗原修复液 (10×, pH8.0)
Tris-EDTA 抗原修复液 (10×, pH8.5)