

## HEPES-KAc 裂解缓冲液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

为了分离酵母亚细胞组分，细胞壁较厚的酵母菌必须经过裂解。差速离心法能够依照原生质体中各个亚细胞组分的大小，粗略的将他们分开，获得较多的细胞器或膜成分，并去除多余组分或减少样品体积。HEPES-KAc 裂解缓冲液主要由 HEPES、乙酸钾、200 mM 山梨醇、1mM EDTA 组成，高压灭菌，用于裂解原生质体，获得亚细胞组分。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
HEPES-KAc 裂解缓冲液	100ml	RT	1 份	3 个月

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验要求操作。

### 注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

Ficoll+400 铺垫液 (5%)
Ficoll 溶液 (0%+m_V)
Ficoll 溶液 (15%+m_V)
Ficoll 溶液 (20%+m_V)
Ficoll 溶液 (4%+m_V)
Ficoll 溶液 (8%+m_V)