

## 半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒 (紫外法)

分光法 24 样

### 产品简介:

半乳糖在含有半乳糖脱氢酶的复合酶作用下被分解, 同时使 NAD<sup>+</sup>还原成 NADH, 通过检测 340nm 下 NADH 的增加量, 计算得到半乳糖的含量。

### 所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

mlbio 酶联生物  
Good elisakit producers