

蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)由 0.4M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成，主要用于从酵母细胞中分离质膜。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)	100ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作，预冷至 4℃使用。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

蔗糖咪唑溶液 (2.25mol/L, pH7.0)
蔗糖咪唑溶液 (1.65mol/L, pH7.0)
蔗糖咪唑溶液 (1.1mol/L, pH7.0)
蔗糖咪唑溶液 (0.4mol/L, pH7.0)
原果胶 (SP) 提取试剂
乙醇脱氢酶 (ADH) 提取试剂