

# β -半乳糖苷酶染色试剂盒(细胞专用) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 摘要

培养细胞和组织切片的衰老检测,又称 X-gal 染色液

## 产品介绍

培养细胞和组织切片的衰老检测,又称 X-gal 染色液试剂盒主要由 β -半乳糖苷酶固定液、X-gal、半乳糖苷酶染色液等组成。以 X-Gal 为底物,在衰老特异性的 β -半乳糖苷酶催化下会生成深蓝色产物。