

乙二醛酶 I (glyoxalase I, Gly I) 活性测定试剂盒

紫外法 48 样

产品简介:

乙二醛酶系统是甲基乙二醛 (MG) 的主要清除途径, 乙二醛酶 I (Gly I, EC 4.4.1.5)

是一种组成乙二醛酶系统的胞质酶。

乙二醛酶 I (Gly I) 通过催化甲基乙二醛 (MG) 和还原型谷胱甘肽形成 S-D-乳酰谷胱

甘肽(S-D-lactoylglutathione, SLG), SLG 在 240nm 处有特征吸收峰, 通过检测 240nm

值的增加速率, 进而计算出乙二醛酶 I (Gly I) 酶活性的大小。

试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体×2 支	4℃保存	临用前甩几下或离心使液体落入底部, 每支再加入 1.1mL 蒸馏水, 混匀备用。
试剂二	粉体×1 支	4℃保存	临用前甩几下或离心使粉体落入底部, 再加入 2.2mL 蒸馏水, 混匀备用。
试剂三	液体 40mL×1 瓶	4℃保存	

所需的仪器和用品:

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、研钵、蒸馏水。

乙二醛酶 I (G l y I) 活 性 测 定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取 0.1g 组织样本 (水分充足可取 0.2g), 先加入 1mL 的提取液, 冰浴匀浆, 12000rpm, 4℃离心 10min, 上清液待测。

[注]: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取。

2、上机检测:

① 紫外分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 240nm, 蒸馏水调零。

② 制备反应 mix: 按照试剂一: 试剂二: 试剂三=10:10:160 的比例混合, 避光孵育 10min, 两个小时内用完。

③ 在 1mL 石英比色皿 (光径 1cm) 中依次加入下列试剂:

试剂名称 (μ L)	测定管
反应 mix	650
样本	70
混匀, 室温 (25℃) 下, 30s 时于 40nm 处读取吸光值 A1, 5min 后再读取 A2。 Δ $A=A2-A1$ 。	

[注]: 1. 若 ΔA 值在零附近徘徊, 可增加反应时间 T (如增至 10min 后读取 A2),

则改变后的 T 需代入公式计算。

2. 若起始值 A1 太大如超过 2 (如颜色较深的植物叶片, 一般色素较高, 则起始值相对会偏高), 可以对样本用蒸馏水进行稀释 (如稀释 3 倍), 则稀释倍数 D 需代入计算公式重新计算。

结 果 计 算:

1、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟生成 1nmol 的 SLG 定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned}\text{Gly I (nmol/min/mg prot)} &= [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V2] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T \times D \\ &= 610.4 \times \Delta A \div \text{Cpr} \times D\end{aligned}$$

2、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织每分钟生成 1nmol 的 SLG 定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned}\text{Gly I (nmol/min/g 鲜重)} &= [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V2] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D \\ &= 610.4 \times \Delta A \div W \times D\end{aligned}$$

V1---加入样本体积, 0.07mL; V---加入提取液体积, 1mL;

V2---反应体系总体积, 7.2×10^{-4} L; d---光径, 1cm;

W---样本质量, g; T---反应时间, 5min;

ϵ ---SLG 的摩尔消光系数, 3.37×10^3 L/mol/cm; D---稀释倍数, 未稀释即为 1。

Cpr---蛋白质浓度, mg/mL, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。